

RECAPITULARIF NORMES MOBIWATCH SPP EN SUSPENSION

Norme	Action	Concentration	Log réduction	Souches	Temps de contact
EN 14561	Bactéricide	à 10 %	> log 5	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae	après 30 secondes
EN 13697	Bactéricide	à 80 %	> log 6	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Escherichia coli	après 30 secondes
EN 13727	Bactéricide	à 25 %	> log 5	Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Escherichia coli	après 30 secondes
EN 14476	Virucidie	à 50 %	≥ log 4	Poliovirus type 1 Adenovirus type 5 Murine norovirus	après 5 minutes
EN 13437	Sporicide	à 50 %	> log 4	Bacillus subtilis	après 5 minutes
EN 13624	Levuricide	à 25 %	≥ log 4	Candida albicans	après 30 secondes
EN 14348	Mycobactéricide	à 50 %	> log 6	Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	après 10 minutes
EN 13610	Bactériophage	N/A	N/A	N/A	après 15 minutes

RECAPITULARIF NORME MOBIWATCH SPP EN DVA

(en

couple avec appareil Mobiwatch)

Norme	Action	Concentration	Log réduction	Souches	Temps de contact
EN 17272 (v2020)	Bactéricide	normale	> log 5 > log 5 > log 5 > log 5 > log 5	Escherichia coli Enterococcus hirae Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii	après 4 heures
	Virucide	normale	> log 5 > log 5	Adenovirus type 5 Murine norovirus	après 4 heures
	Fongicide	normale	> log 4	Aspergillus brasiliensis	après 4 heures
	Mycobactéricide	normale	> log 5	Mycobacterium avium	après 4 heures
	Sporicide	normale	> log 4	Bacillus subtilis	après 4 heures
	Levuricide	normale	> log 4	Candida albicans	après 4 heures
	Tuberculocide	normale	> log 4	Mycobacterium terrae	après 4 heures
Bactériophage	normale	> log 4	N/A	après 4 heures	
HCoV-229E - Covid-19	Virucide	normale	> log 4	HCoV-229E	après 2 heures