



Conforme
à la norme
EN 17272

Désinfection automatique sécurisée

La désinfection manuelle est fastidieuse et reste toujours aléatoire.

Automatisez votre désinfection **pour un gain de temps et une sécurité totale.**

Le couple appareil / produit Mobiwatch désinfecte toutes vos surfaces accessibles comme non-accessibles, ainsi que tout le matériel présent dans le volume concerné.

La solution Minibio est conforme à la norme Européenne EN 17 272

Le système de diffusion MiniBio

Diffuse dans l'atmosphère un « brouillard sec » qui sature les volumes, et éradique les micro-organismes pathogènes. Gouttelettes < 10µm.

Désinfecte toutes les surfaces, accessibles comme non-accessibles!



Appareil garanti 2 ans

- ### Caractéristiques
- Matériel compact
 - Entièrement automatique
 - Pas d'immobilisation de personnel
 - Adapté à tous types de locaux
 - Quantité de désinfectant dispersée optimisée
 - Rapidité de nébulisation
 - Traçabilité de désinfection

Données Techniques	MiniBio
Système de diffusion	Effet venturi - aspiration
Capacité réservoir	2 L
Volume à traiter	De 5 à 320 m ³ avec Mobiwatch® SPP De 5 à 165 m ³ avec O2SAFE 7.4®
Débit de diffusion minimum	1200 mL / heure
Compresseur – Buse (Inox 316)	Système robuste et simple
Alimentation Electrique	230 V – 50/60 Hz – 310 W
Dimensions (mm) - Poids	345 x 325 x 345 – 9 Kg

Le Mobiwatch® SPP est un désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide péracétique.

Le désinfectant Mobiwatch SPP prêt à l'emploi, bénéficie d'une formulation brevetée unique. Bidons de 5L.

Mobiwatch SPP : < 8% de H2O2 + < 0,2% d'APA

Le Mobiwatch SPP est actif sur les 4 spectres
BACTERICIDE – VIRUCIDE – FONGICIDE - SPORICIDE



Stabilité de 2 ans

